



■ Impulssiegelgerät für die Sterilgutverpackung in der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis nach DIN 58953-7

■ Pulse sealing unit for sealing of sterile packing doctors' and dentists' surgeries, to DIN standards 58953 - 7

■ Appareil à souder emballages individuels de matériel stérile dans cabinets médicaux et dentaires, selon norme DIN 58953 – 7

■ **Technische Daten**

Schweißzeitkontrolle, wahlweise durch akustisches Signal oder Kontrolleuchte, umschaltbar

Foliendicke 2 x 0,2 mm  
Folienbreite max. 250 mm  
Siegelnahtbreite 8 mm  
Siegelnahtlänge 250 mm

Netzanschluß 230V 50/ 60 Hz

Leistung 870 VA

Gerätemaß B x T x H 420x300x220 mm

Gewicht 10 Kg

■ **Zubehör**

Ablagetisch Maße B x T hd 250T 300x250 mm

■ **Technical data**

Control of sealing time with acoustic signal or – alternative – with signal lamp (reversible)

Foil thickness 2 x 0,2 mm  
Foil width 250 mm  
Sealing seam 8 mm  
Sealing seam length 250 mm

Electric mains 230V 50/ 60 Hz

Output 870 VA

Dimensions w x d x h 420x300x220 mm

Weight 10 Kg

■ **Accessories**

Side table Dimensions w x d hd 250T 300x250mm

■ **Caractéristiques techniques**

Contrôle de la température de scellement par un signal acoustique ou une lampe – témoin (réversible)

Epaisseur du film 2 x 0,2 mm  
Largeur du film 250 mm  
Largeur de la soudure 8 mm  
Longueur 250 mm

Raccordement secteur 230V 50/ 60 Hz

Puissance 870 VA

Dimensions de l'appareil l x p x h 420x300x220 mm

Poids 10 Kg

■ **Accessoires**

Table rallonge Dimensions l x h hd 250T 300x250mm